



インテグラ・バイオサイエンスズ 製品価格表

2024年度 第4版 (2024年9月改訂)





等量連続分注を正確に・簡単に
過吸引防止機能付き
INTEGRA 製セロロジカルピペットで

NEW
PIPETBOY GENIUS
ジーニアス ピペットコントローラー



※本体を充電するための AC アダプター(1200)は別売りです。

製品コード	品名	連続分注量	Accuracy (正確性)	標準小売価格
1011	PIPETBOY GENIUS 定番ホワイト	0.1~50 ml	連続分注時 最大容量の 10%において ±2 %	128,000 円
1012	PIPETBOY GENIUS すっぱいレモン			128,000 円
1013	PIPETBOY GENIUS さわやかミント			128,000 円
1014	PIPETBOY GENIUS 濃厚ベリー			128,000 円
1015	PIPETBOY GENIUS すっきりブルー			128,000 円
1016	PIPETBOY GENIUS 落ち着きグレー			128,000 円

付属品 : スペアフィルター(0.45µm)、壁掛けフック

※連続分注を使用する際は INTEGRA 製セロロジカルピペットが必要です。

アクセサリ・スペアパーツ

製品コード	品名	標準小売価格
1200	AC アダプター USB Type-C 15W 日本仕様	5,000 円
1230	PIPETBOY GENIUS 用壁掛けフック	2,800 円
1220	PIPETBOY GENIUS 用ピペット取付プラグ (シリコンゴム)	2,800 円
1210	PIPETBOY GENIUS 用リチウムポリマーバッテリー	4,600 円
153015	滅菌済フィルター (0.45µm)	1,200 円
153016	未滅菌フィルター (0.45µm)	1,000 円
156608	滅菌済フィルター (0.2µm)	1,400 円
156607	未滅菌フィルター (0.2µm)	1,000 円

※フィルターは、PIETBOY aqu/aqu2/pro 用と同じです。

NEW
セロロジカルピペット



個別包装・滅菌済


製品コード	容量	包装単位	本数	カラー	標準小売価格
1401	1ml	1000 本	1,000 本	黄	57,000 円
1402	2ml	1000 本	1,000 本	緑	66,000 円
1403	5ml	200 本	200 本	青	18,000 円
1404	10ml	200 本	200 本	オレンジ	20,000 円
1405	25ml	200 本	200 本	赤	29,000 円
1406	50ml	100 本	100 本	紫	38,000 円
1407	100ml	100 本	100 本	ピンク	96,000 円

バルク包装・滅菌済



製品コード	容量	包装単位	本数	カラー	標準小売価格
1501	1ml	25 本 x40 パック	1,000 本	黄	53,000 円
1502	2ml	25 本 x40 パック	1,000 本	緑	60,000 円
1503	5ml	25 本 x20 パック	500 本	青	42,000 円
1504	10ml	25 本 x20 パック	500 本	オレンジ	46,000 円
1505	25ml	25 本 x8 パック	200 本	赤	25,000 円
1506	50ml	25 本 x4 パック	100 本	紫	33,000 円
1507	100ml	10 本 x10 パック	100 本	ピンク	90,000 円

※GENIUS の連続分注を使用する際は INTEGRA 製セロロジカルピペットが必要です。



EVOLVE エボルブ 手動マイクロピペット



※プランジャーを押し下げてロックし、独立した3つのダイヤルで容量値を1桁ずつ変更します。



※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です。

製品コード	チャンネル数	容量範囲	目盛設定単位	測定容量	正確度	再現性(CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格	
3011	1	0.2~2μℓ	0.001μℓ	0.2μℓ	±12.00%	≤6.00%	12.5μℓ	34,800 円	
				2.0μℓ	±1.50%	≤0.70%			
3012		1~10μℓ	0.01μℓ	1.0μℓ	±5.00%	≤1.50%	12.5μℓ	34,800 円	
				10μℓ	±1.20%	≤0.50%			
3013		2~20μℓ	0.01μℓ	2.0μℓ	±7.00%	≤2.00%	12.5μℓ	34,800 円	
				20μℓ	±1.20%	≤0.35%			
3015		10~100μℓ	0.1μℓ	10μℓ	±3.50%	≤1.00%	125μℓ	34,800 円	
				100μℓ	±0.80%	≤0.20%			
3016		20~200μℓ	0.1μℓ	20μℓ	±2.50%	≤1.00%	300μℓ	34,800 円	
				200μℓ	±0.70%	≤0.18%			
3018		100~1000μℓ	1.0μℓ	100μℓ	±3.00%	≤0.60%	1250μℓ	34,800 円	
				1000μℓ	±0.80%	≤0.20%			
3019	500~5000μℓ	5.0μℓ	500μℓ	±3.00%	≤0.60%	5mℓ	34,800 円		
			5000μℓ	±0.60%	≤0.18%				
3022	8	1~10μℓ	0.01μℓ	1.0μℓ	±12.00%	≤7.00%	12.5μℓ	99,000 円	
				10μℓ	±2.00%	≤1.20%			
3024		5~50μℓ	0.05μℓ	5.0μℓ	±5.00%	≤2.00%	125μℓ	99,000 円	
				50.0μℓ	±1.20%	≤0.50%			
3025		10~100μℓ	0.1μℓ	10μℓ	±5.00%	≤1.50%	125μℓ	99,000 円	
				100μℓ	±1.20%	≤0.30%			
3026		20~200μℓ	0.1μℓ	20.0μℓ	±5.00%	≤1.20%	300μℓ	99,000 円	
				200μℓ	±1.20%	≤0.30%			
3028		100~1250μℓ	1μℓ	125μℓ	±5.00%	≤1.10%	1250μℓ	99,000 円	
				1250μℓ	±1.00%	≤0.30%			
3032		12	1~10μℓ	0.01μℓ	1.0μℓ	±12.00%	≤7.00%	12.5μℓ	110,000 円
					10μℓ	±2.00%	≤1.20%		
3034	5~50μℓ		0.05μℓ	5.0μℓ	±5.00%	≤2.00%	125μℓ	110,000 円	
				50.0μℓ	±1.20%	≤0.50%			
3035	10~100μℓ		0.1μℓ	10μℓ	±5.00%	≤1.50%	125μℓ	110,000 円	
				100μℓ	±1.20%	≤0.30%			
3036	20~200μℓ		0.1μℓ	20.0μℓ	±5.00%	≤1.20%	300μℓ	110,000 円	
				200μℓ	±1.20%	≤0.30%			
3038	100~1250μℓ		1μℓ	125μℓ	±5.00%	≤1.10%	1250μℓ	110,000 円	
				1250μℓ	±1.00%	≤0.30%			
3042	16		1~10μℓ	0.01μℓ	1.0μℓ	±12.00%	≤7.00%	12.5μℓ	136,000 円
					10μℓ	±2.00%	≤1.20%		
3044		5~50μℓ	0.05μℓ	5.0μℓ	±5.00%	≤2.00%	125μℓ	136,000 円	
				50.0μℓ	±1.20%	≤0.50%			
3045		10~100μℓ	0.1μℓ	10.0μℓ	±5.00%	≤1.50%	125μℓ	136,000 円	
				100μℓ	±1.20%	≤0.30%			
3050		EVOLVE 手動ピペット シングルチャンネルスターパック 20・200・1,000μℓ ピペット各 1 本、棚掛けフック入						12.5μℓ	88,000 円
								300μℓ	
								1250μℓ	

付属品 : スペアプランジャーキャップ、スピアのノズル O リング(200/1000/1250/5000ul モデルのみ)、クイックスタートガイド、精度確認証明書

EVOLVE アクセサリー

製品コード	品名	梱包	標準小売価格
3210	棚掛けフック	1 個	2,000 円
3211		5 個	8,000 円



VIAFLO バイアフロ 軽量電動ピペット



シングルチャンネル

8ch マルチ

12ch マルチ

16ch マルチ



※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です。
 ※本体を充電するためのユニバーサル AC アダプター(4200)は別売りです。


製品コード	チャンネル数	容量範囲	目盛設定単位	測定容量	正確度	再現性(CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格	
4011	1	0.5~12.5µℓ	0.01µℓ	1.25µℓ	≤±5.00%	≤4.00%	12.5µℓ	99,800 円	
				12.5µℓ	≤±1.00%	≤0.40%			
4016		2.0~50µℓ	0.05µℓ	5µℓ	≤±3.00%	≤1.50%	125µℓ	99,800 円	
				50µℓ	≤±1.00%	≤0.40%			
4012		5.0~125µℓ	0.1µℓ	12.5µℓ	≤±3.00%	≤1.00%	125µℓ	99,800 円	
				125µℓ	≤±0.60%	≤0.20%			
4013		10.0~300µℓ	0.5µℓ	30µℓ	≤±2.00%	≤0.60%	300µℓ	99,800 円	
				300µℓ	≤±0.60%	≤0.15%			
4014		50.0~1250µℓ	1.0µℓ	125µℓ	≤±3.00%	≤0.60%	1250µℓ	99,800 円	
				1250µℓ	≤±0.60%	≤0.17%			
4015		100.0~5000µℓ	5.0µℓ	500µℓ	≤±3.00%	≤0.75%	5mℓ	99,800 円	
				5000µℓ	≤±0.60%	≤0.15%			
4621		8	0.5~12.5µℓ	0.01µℓ	1.25µℓ	≤±10.00%	≤6.00%	12.5µℓ	172,000 円
					12.5µℓ	≤±2.00%	≤0.80%		
4626			2.0~50µℓ	0.05µℓ	5µℓ	≤±5.00%	≤2.50%	125µℓ	172,000 円
					50µℓ	≤±1.50%	≤0.40%		
4622	5.0~125µℓ		0.1µℓ	12.5µℓ	≤±3.75%	≤1.50%	125µℓ	172,000 円	
				125µℓ	≤±1.60%	≤0.35%			
4623	10.0~300µℓ		0.5µℓ	30µℓ	≤±4.00%	≤1.20%	300µℓ	172,000 円	
				300µℓ	≤±1.60%	≤0.35%			
4624	50.0~1250µℓ		1.0µℓ	125µℓ	≤±6.00%	≤1.10%	1250µℓ	172,000 円	
				1250µℓ	≤±1.20%	≤0.30%			
4631	12		0.5~12.5µℓ	0.01µℓ	1.25µℓ	≤±10.00%	≤6.00%	12.5µℓ	190,000 円
					12.5µℓ	≤±2.00%	≤0.80%		
4636			2.0~50µℓ	0.05µℓ	5µℓ	≤±5.00%	≤2.50%	125µℓ	190,000 円
					50µℓ	≤±1.50%	≤0.40%		
4632			5.0~125µℓ	0.1µℓ	12.5µℓ	≤±3.75%	≤1.50%	125µℓ	190,000 円
					125µℓ	≤±1.60%	≤0.35%		
4633		10.0~300µℓ	0.5µℓ	30µℓ	≤±4.00%	≤1.20%	300µℓ	190,000 円	
				300µℓ	≤±1.60%	≤0.35%			
4634		50.0~1250µℓ	1.0µℓ	125µℓ	≤±6.00%	≤1.10%	1250µℓ	190,000 円	
				1250µℓ	≤±1.20%	≤0.30%			
4641		16	0.5~12.5µℓ	0.01µℓ	1.25µℓ	≤±10.00%	≤6.00%	12.5µℓ	260,000 円
					12.5µℓ	≤±2.00%	≤0.80%		
4646			2.0~50µℓ	0.05µℓ	5µℓ	≤±5.00%	≤2.50%	125µℓ	260,000 円
					50µℓ	≤±1.50%	≤0.40%		
4642			5.0~125µℓ	0.1µℓ	12.5µℓ	≤±3.75%	≤1.50%	125µℓ	260,000 円
					125µℓ	≤±1.60%	≤0.35%		

付属品 : スペアのノズル Oリング(300/1250/5000ul モデルのみ)、試薬リザーバートライアルパック、クイックスタートガイド、精度確認証明書

EVOLVE/VIAFLO/VOYAGER 共通消耗品 - ノズル Oリング -

製品コード	品名	梱包単位	標準小売価格
100-00027-50	Oリング 200ul/300ul 用	24 個	4,000 円
100-00028-50	Oリング 1000ul/1250ul 用	24 個	4,000 円
100-00029-00	Oリング 5000ul 用	10 個	5,000 円

VOYAGER ボイジャー チップ間隔可変電動ピペット



※全ての INTEGRA ピペットの使用には専用チップ(GRIPTIPS®)が必要です。
※本体を充電するためのユニバーサル AC アダプター(4200)は別売りです。

製品コード	チャンネル数	容量範囲	目盛設定単位	測定容量	正確度	再現性(CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格
4743	4	10.0~300 μ l	0.5 μ l	30 μ l	$\leq \pm 4.00\%$	$\leq 1.20\%$	300 μ l	360,000 円
4744				300 μ l	$\leq \pm 1.60\%$	$\leq 0.35\%$		
4763	6	10.0~300 μ l	0.5 μ l	125 μ l	$\leq \pm 6.00\%$	$\leq 1.10\%$	1250 μ l	360,000 円
4764				1250 μ l	$\leq \pm 1.20\%$	$\leq 0.30\%$		
4721	8	0.5~12.5 μ l	0.01 μ l	1.25 μ l	$\leq \pm 10.00\%$	$\leq 6.00\%$	12.5 μ l	350,000 円
4726				12.5 μ l	$\leq \pm 2.00\%$	$\leq 0.80\%$		
4722	8	2.0~50 μ l	0.05 μ l	5 μ l	$\leq \pm 5.00\%$	$\leq 2.50\%$	125 μ l	350,000 円
4723				50 μ l	$\leq \pm 1.50\%$	$\leq 0.40\%$		
4724	8	5.0~125 μ l	0.1 μ l	12.5 μ l	$\leq \pm 3.75\%$	$\leq 1.50\%$	125 μ l	350,000 円
4725				125 μ l	$\leq \pm 1.60\%$	$\leq 0.35\%$		
4727	8	10.0~300 μ l	0.5 μ l	30 μ l	$\leq \pm 4.00\%$	$\leq 1.20\%$	300 μ l	350,000 円
4728				300 μ l	$\leq \pm 1.60\%$	$\leq 0.35\%$		
4729	8	50.0~1250 μ l	1.0 μ l	125 μ l	$\leq \pm 6.00\%$	$\leq 1.10\%$	1250 μ l	350,000 円
4730				1250 μ l	$\leq \pm 1.20\%$	$\leq 0.30\%$		
4731	12	0.5~12.5 μ l	0.01 μ l	1.25 μ l	$\leq \pm 10.00\%$	$\leq 6.00\%$	12.5 μ l	370,000 円
4736				12.5 μ l	$\leq \pm 2.00\%$	$\leq 0.80\%$		
4737	12	2.0~50 μ l	0.05 μ l	5 μ l	$\leq \pm 5.00\%$	$\leq 2.50\%$	125 μ l	370,000 円
4738				50 μ l	$\leq \pm 1.50\%$	$\leq 0.40\%$		
4739	12	5.0~125 μ l	0.1 μ l	12.5 μ l	$\leq \pm 3.75\%$	$\leq 1.50\%$	125 μ l	370,000 円
4740				125 μ l	$\leq \pm 1.60\%$	$\leq 0.35\%$		

付属品 : スペアのノズル O-リング(300/1250ul モデルのみ)、試薬リザーバートライアルパック、クイックスタートガイド、精度確認証明書

アクセサリ・スペアパーツ

製品コード	品名	標準小売価格
4200	ユニバーサル AC アダプター	8,000 円
3205	壁掛けホルダー(マグネット付き)	4,400 円
3213	ロータリースタンド *充電機能なし	22,000 円
3214	ショートリアスタンド AC アダプター及び充電ステーションなし	16,800 円
3215	リアスタンド AC アダプター及び充電ステーションなし	21,600 円
3216	リアスタンド用充電ステーション専用 AC アダプター	14,800 円
3217	リアスタンド取付用充電ステーション	19,600 円
3218	リアスタンド取付用充電ステーション 電動ピペット⇔PC 通信機能付き	41,200 円
4205	リチウムイオンバッテリー	6,400 円
4210	ピペット 1 台掛け充電スタンド ユニバーサル AC アダプター付き	33,400 円
4215	ピペット 4 台掛け回転式充電スタンド 専用 AC アダプター付き	75,200 円
4211	ピペット 1 台掛け充電スタンド 電動ピペット⇔PC 通信機能付き ユニバーサル AC アダプター付き	75,200 円

チップ間スペース調整可能範囲

ch 数	容量	チップ間入
4	300/1250 μ l	9.0 ~ 33.0mm
6	300/1250 μ l	9.0 ~ 19.8mm
8	12.5/50/125 μ l	4.5 ~ 14.0mm
	300/1250 μ l	9.0 ~ 14.0mm
12	12.5/50/125 μ l	4.5 ~ 9.0mm

※ 微調整単位は 0.1mm 刻み



スタンドや充電ツールはこちらで分かりやすくまとめております→





ASSIST PLUS 分注ロボット



製品コード	品名	標準小売価格
4505	分注ロボット アシストプラス 本体ユニット	2,800,000 円

付属品 : 3 ポジションデッキ、使用済チップ廃棄箱、電動ピペット充電ケーブル、チップ廃棄用ポリ袋、試薬リザーバートライアルパック
AC アダプター、USB ケーブル、クイックスタートガイド

D-ONE シングルチャンネル分注モジュール

製品コード	品名	適合 GRIP TIP	標準小売価格
4539	D-ONE オールインワンセット		1,000,000 円
4531	D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 0.5~300 µl	12.5µl 300µl	498,000 円
4532	D-ONE シングルチャンネル分注モジュール 5~1250 µl	125µl 1250µl	498,000 円
4535	D-ONE 分注モジュール用チップデッキ	両方の D-ONE で必要	120,000 円
4551	実験容器縦置き用台座 (+24 mm)	300µl ロング/1250µl チップを使う際に必要	30,000 円



※D-ONE を使用する為には ASSIST PLUS Firmware1.21 以上、VOYAGER/VIAFLO firmware 5.1.0 以上、
VIALAB ソフトウェア 3.1.1 以上が必要となります。詳細は弊社代理店、若しくは弊社担当営業へご相談ください。

アクセサリ・スペアパーツ

製品コード	品名	標準小売価格
4221	ピペット通信モジュール	23,800 円
6250	PCR プレート用 96 ウェル冷却ブロック	38,000 円
6255	PCR プレート用 384 ウェル冷却ブロック	59,000 円
6260	平底プレート用冷却ブロック	59,000 円
4540	1.5ml、2.0ml マイクロ遠心チューブ用ラック、48 本(8 本 x6 列)	130,000 円
4541	0.5ml マイクロ遠心チューブ用ラック、48 本(8 本 x6 列)	130,000 円
4542	15ml 遠心チューブ用ラック、24 本(4 本 x6 列)	36,400 円
4543	5ml テストチューブ用ラック (12x75 mm テストチューブ)、48 本(6 本 x8 列)	36,400 円
4544	クライオチューブ用ラック、48 本(6 本 x8 列)	36,400 円
4545	2ml HPLC バイアル用ラック、48 本(6 本 x8 列)	36,400 円
4546	スワブチューブ用ラック、48 本(6x8)、径 13 mm	80,000 円
4552	4ml パキューット採血管用ラック (6 本 x8 列)	36,400 円
4510	傾斜機能付きプレートホルダー	96,000 円
4547	デュアルリザーバーアダプター (ANSI/SLAS フットプリント)	92,000 円
4521	4 ポジションデッキ (ANSI/SLAS 縦置きフットプリント)	152,000 円
4548	電動ピペット充電ケーブル 電動ピペット⇔アシストプラス通信機能付き	42,000 円
4226	充電ケーブル 電動ピペット⇔PC 通信機能付き	49,800 円
4570	チップ廃棄箱用ポリ袋 (200 枚入り)	30,400 円
4573	使用済チップ廃棄箱(リフレクター及びポリ袋 40 枚含む) COLDPLATE 対応バージョン	72,000 円
4581	アシストプラス本体カバー	46,000 円



※電動ピペットをアシストプラスに接続するには、各ピペット毎に 4221 ピペット通信モジュール、若しくは 4548 ケーブルが必要です。

若しくは、4548 電動ピペット⇔アシストプラス通信機能付き充電ケーブルが 1 本必要です。

※4547 デュアルリザーバーアダプターは 25ml 分割リザーバーを ASSIST PLUS で使用する際に必要です。

※VIAFLO シングルチャンネルは接続できません。D-ONE をご利用ください。

※特殊ラックの作製、他社製ラックの搭載も可能です。弊社担当営業へご相談ください。

MAG/HEATMAG 磁気ビーズ分離モジュール



ASSIST PLUS、MINI96、VF96/384、またモジュール単体でもご使用いただけます



製品コード	品名	マグネット	温度	1.5ml チューブ	96 プレート	384 プレート	標準小売価格
4900	MAG モジュール (磁気分離用)	○	-	○	○	○	480,000 円
4901	HEATMAG モジュール (加熱・磁気分離用)	○	RT~65℃	○	○	-	640,000 円

付属品：チューブ/96well 用磁気プレート、AC アダプター、USB ケーブル、AUX ケーブル

アクセサリ・消耗品

※アダプターは、必ず1つ以上選択してください

製品コード	品名	MAG モジュール	HEATMAG モジュール	標準小売価格
4905	1.5 ml チューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット (MAG / HEATMAG モジュール用)	○	○	90,000 円
4906	96 ウェル PCR プレート用アダプター (MAG / HEATMAG モジュール用)	○	○	46,000 円
4908	384 ウェル PCR プレート用アダプターと磁気プレート (MAG モジュール用)	○	-	200,000 円
4222	MAG/HEATMAG モジュール用通信モジュール (VIAFLO96/384, MINI96 用)	○	○	26,000 円
4907	2.2ml ディープウェルプレート用アダプターと磁気プレート (MAG モジュール用)	○	-	125,000 円
6353	96 ウェルディープウェルプレート 2.2mlV 底角ウェル ポリプロピレン製滅菌済 50 個入	○	-	62,000 円

NEW
NEW

BIOSHAKE 3000/BIOSHAKE 3000-T COLDPLATE 加熱・冷却・振とうモジュール



ASSIST PLUS、MINI96、VF96/384、またモジュール単体でもご使用いただけます




製品コード	品名	加温	冷却	振とう	標準小売価格
4950	COLDPLATE (冷却・加熱用)	99℃	0℃	-	940,000 円
4951	BIOSHAKE 3000 (振とう用)	-	-	200-3,000rpm	580,000 円
4952	BIOSHAKE 3000-T (加熱・振とう用)	99℃	RT	200-3,000rpm	920,000 円

付属品：AC アダプター、USB 変換ケーブル、AUX 変換ケーブル、実験容器用台座 (+50 mm)、ANSI/SLAS フットプリントアダプター (本体用)

アクセサリ

※アダプターは、必ず1つ以上選択してください

製品コード	品名	標準小売価格
4953	フラットボトムプレート用アダプター	84,000 円
4954	96 ウェル PCR プレート用アダプター	130,000 円
4955	384 ウェル PCR プレート用アダプター	130,000 円
4956	1.5 ml x 24 本チューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット	60,000 円
4961	2.2 ml 96 ディープウェルプレート用アダプター	160,000 円
4962	2.0 ml x 24 本スクルーチューブ用アダプター 4 x 6 フォーマット	60,000 円



MAG/HEATMAG/COLDPLATE/BIOSHAKE 3000-T/BIOSHAKE 3000 共通アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
4963	実験容器用台座 (+50 mm)	62,000 円



※MAG/HEATMAG、BIOSHAKE3000/BIOSHAKE3000-T、COLDPLATE のいずれも、ASSIST PLUS で使用の際は、本体ファームウェア 1.23 以上、電動ピペットファームウェア 5.1.2 以上、VIALAB ソフトウェア 3.2.0 以上が必要となります。また、ASSIST PLUS の製造番号によっては、基盤の交換が必要になる場合があります。詳細は弊社代理店、もしくは弊社担当営業へご相談ください。

ASSIST マルチチャンネル自動分注機



製品コード	品名	標準小売価格
4500	マルチチャンネル自動分注機 アシスト 本体ユニット	1,200,000 円

付属品 : 10ml, 20ml, 100ml 試薬リザーバー (サンプル)、AC アダプター
 ※電動ピペットをアシストに接続するには、各ピペット毎に 4221 ピペット通信モジュールが必要です。
 ※VIAFLO シングルチャンネル、及び VOYAGER は取付できません。



MINI 96 96 チャンネルポータブル電動ピペット



4801

4802

4803

4804



製品コード	品名	容量	目盛設定単位	測定容量	正確度	再現性 (CV)	適合 GRIPTIPS	標準小売価格	
4801	MINI 96	0.5-12.5 µl	0.01 µl	1.25 µl	±8.0%	≤3.0%	12.5 µl	1,480,000 円	
				12.5 µl	±1.5%	≤1.0%			
4802		5-125 µl	0.1 µl	12.5 µl	±3.0%	≤1.7%	125 µl	1,480,000 円	
				125 µl	±1.5%	≤1.0%			
4803		10-300 µl	0.5 µl	0.5 µl	30 µl	±2.5%	≤1.5%	300 µl	1,480,000 円
					300 µl	±1.2%	≤0.8%		
4804		50-1250 µl	1.0 µl	1.0 µl	125 µl	±2.5%	≤1.5%	1250 µl	1,480,000 円
					1250 µl	±1.8%	≤0.8%		

付属品 : ①下段プレートホルダー(96/384)、②上段プレートホルダー(96/384)、AC アダプター、USB Type-C ケーブル、クイックスタートガイド

アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
4850	2 ポジション プレートホルダー	198,000 円

※ 2 ポジションプレートホルダーはチップの列取りと、列分注を行う際に必要です。(96/384 ウェル対応)





VIAFLO 96/384 据置型電動ピペット



製品コード	品名	標準小売価格
6001	据置型電動ピペット バイアフロ 96 本体ユニット	1,700,000 円
6031	据置型電動ピペット バイアフロ 384 本体ユニット	2,200,000 円

付属品 : 電源ケーブル、クイックスタートガイド

アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
6205	標準プレートホルダー (96 プレート用)	27,000 円
6215	スプリング付・スライド機能付プレートホルダー A (96/384 プレート用)	80,000 円
6220	スプリング付・スライド機能付プレートホルダー B (96/384 プレート用)	80,000 円
6230	3 ポジションプレートホルダー	380,000 円
6221	縦方向段階希釈用プレートホルダー	120,000 円
6222	プレートホルダー (24 チャンネル・ピペットヘッド用)	64,000 円
6225	スプリング付・スライド機能付プレートホルダーA (1536 プレートオフセット付)	190,000 円
6226	スプリング付・スライド機能付プレートホルダーB (1536 プレートオフセット付)	190,000 円
6280	VIAFLO 96/384 本体カバー	48,000 円
6250	PCR プレート用 96 ウェル冷却ブロック	38,000 円
6255	PCR プレート用 384 ウェル冷却ブロック	59,000 円

6205



6215



6220



6225



6221




6250




6226



6230



6255



VIAFLO 96/384 ピペットヘッド



製品コード	チャンネル数	容量	目盛設定単位	測定容量	正確度	再現性 (CV)	適合 GRIPTIP	標準小売価格
6123	24	ピペットヘッド 24ch 10-300µl	0.5µl	30µl	±2.5%	≤1.5%	300µl	820,000 円
6124				300µl	±1.2%	≤0.8%		
6101	96	ピペットヘッド 96ch 0.5-12.5µl	0.01µl	125µl	±2.5%	≤1.5%	125µl	1,100,000 円
6106				125µl	±1.8%	≤0.8%		
6102	96	ピペットヘッド 96ch 2-50µl	0.05µl	5µl	±5.0%	≤2.5%	125µl	1,100,000 円
6103				50µl	±1.5%	≤1.0%		
6104	96	ピペットヘッド 96ch 5-125µl	0.1µl	12.5µl	±3.0%	≤1.7%	125µl	1,100,000 円
6105				125µl	±1.5%	≤1.0%		
6107	96	ピペットヘッド 96ch 10-300µl	0.5µl	30µl	±2.5%	≤1.5%	300µl	840,000 円
6108				300µl	±1.2%	≤0.8%		
6109	96	ピペットヘッド 96ch 50-1250µl	1.0µl	125µl	±2.5%	≤1.5%	1250µl	840,000 円
6110				1250µl	±1.8%	≤0.8%		
6131	384	ピペットヘッド 384ch 0.5-12.5µl	0.01µl	1.25µl	±8.0%	≤3.0%	12.5µl	2,100,000 円
6132				12.5µl	±1.5%	≤1.0%		
6133	384	ピペットヘッド 384ch 2-50µl	0.05µl	5µl	±5.0%	≤2.5%	125µl	2,100,000 円
6134				50µl	±1.5%	≤1.0%		
6135	384	ピペットヘッド 384ch 5-125µl	0.1µl	12.5µl	±3.0%	≤1.7%	125µl	2,100,000 円
6136				125µl	±1.5%	≤1.0%		



WELLJET バルクディスペンサー



5000



5001

製品コード	品名	梱包単位	標準小売価格
5000	WELLJET ディスペンサー (排出口付き廃液容器を含む)	1 台	1,700,000 円
5001	WELLJET スタッカー式ディスペンサー (排出口付き廃液容器を含む、プレートタワーなし)	1 台	3,500,000 円

付属品 : 排出口付き廃液容器、廃液チューブ、リブ取り外しツール、AC アダプター、クイックスタートガイド、プレート高さ測定ツール (5001 のみ)

製品コード	品名	梱包単位	標準小売価格
5400	プレートタワー プレート 25 枚収容	1 基	240,000 円
5401	プレートタワー プレート 50 枚収容	1 基	280,000 円
5402	チューブホルダー 15ml チューブ×2 本、50ml チューブ×2 本収容可能	1 個	60,000 円
5410	排出口付き廃液容器	1 個	40,000 円
5411	廃液容器用シリコンチューブ	1 本	4,000 円
5412	プレート測定ツール	1 個	27,000 円



5100 / 5101 / 5110

消耗品

製品コード	品名	梱包単位	標準小売価格
5100	EasySnap™ 分注カセット 8 チャンネル 小口径 (0.5~500 µl) 滅菌済み	4 カセット	99,800 円
5101	EasySnap™ 分注カセット 8 チャンネル 大口径 (5~9999 µl) 滅菌済み	4 カセット	99,800 円
5110	EasySnap™ 分注カセット 16 チャンネル 小口径 (0.5~500 µl) 滅菌済み	4 カセット	174,000 円

標準機能 : チャンネル間キャリブレーション必要無し、RFID による使用量カウント、オートクレープ可能、滅菌個別包装



GRIPTIPS® グリップチップ

インテグラ製品の全てのハンドヘルドピペット、デスクトップ分注機は、GRIPTIPS®専用となります。
使用するピペットの種類によって、下記の2種類のチップラックから選択してください。



ハンドヘルド (マニュアル・電動) ピペット用 Griptips®

オートメーション用 Griptips®

ECO ラック シリーズ (11 ページ)
製品ナンバー 3xxx

SLAS/ANSI ラック、XYZ ラック シリーズ (13 ページ)
製品ナンバー 6xxx

GRIPTIPS®セクションガイド

正しい製品番号を見つけましょう

ピペット



EVOLVE
手動ピペット



VIAFLO
電動ピペット



VOYAGER
チップ間隔可変 電動ピペット



D-ONE
シングルチャンネル分注機
デュアルASSIST PLUS用



MINI 96
96チャンネルポータブル電動ピペット



VIAFLO 96
電動プレート分注機



VIAFLO 384
電動プレート分注機

ピペット容量 (ul)

2	10	12.5	20
50	100	125	
200	300		
1000	1250		
5000			

パッケージ


袋入り	滅菌包装
詰替用グリーンチョイス	フィルター付・滅菌包装
ラック	未滅菌

タイプ

どのチップを選ばいいか、わからない？
そんなときは Griptips®セクションガイドをご使用ください。
あなたに最適なチップが見つかります！



チップサイズ一覧





POPTOP/ECO ベース

繰り返し使用でき、指一本で蓋の開閉が可能な POPTOP、
軽くて気軽に使え、重ね置き可能な ECO ベースがご紹介します。



POPTOP ベース



ECO ベース

製品コード	品名	梱包	POPTOP	標準小売価格
3250	GRIPTIPS®用 POPTOP ベース 小 (12.5/125/300μℓ ECO ラック及び詰替用グリーンチョイス用)	1 個	小	9,400 円
3255	GRIPTIPS®用 POPTOP ベース 大 (300 μℓ ロング/1250μℓ ECO ラック及び詰替用グリーンチョイス用)	1 個	大	11,000 円
3240	GRIPTIPS®用 ECO ベース 小 (12.5/125/300μℓ ECO ラック用)	1 個	小	3,400 円
3245	GRIPTIPS®用 ECO ベース 大 (300μℓ ロング/1250μℓ ECO ラック用)	1 個	大	3,400 円

※POPTOP ベースはオートクレープ不可となっております。

GRIPTIPS® ECO ラック EVOLVE・VIAFLO・VOYAGER ハンドヘルド用

PET 製のリサイクル可能な素材で構成され、環境にやさしく、廃棄の際もかさばりません。

※ECO ラック単品でも使用できますが、POPTOP/ECO ベースとの併用をお勧めします。



レギュラータイプ

製品コード	容量	内容	梱包	本数	POPTOP	標準小売価格
3416	12.5μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	8,400 円
3417/3717		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	10,000 円
3718		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	13,400 円
3413		未滅菌	384 本 x10 ラック	3,840	小	33,600 円
3714		滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	40,000 円
3715		フィルター付・滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	53,600 円
3406	12.5μℓ ロング	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	8,400 円
3407/3707		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	10,000 円
3708		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	13,400 円
3403		未滅菌	384 本 x10 ラック	3,840	小	33,600 円
3704		滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	40,000 円
3705		フィルター付・滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	53,600 円
3426	125μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	8,400 円
3727		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	10,000 円
3428/3728		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	13,400 円
3423		未滅菌	384 本 x10 ラック	3,840	小	33,600 円
3724		滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	40,000 円
3725		フィルター付・滅菌包装	384 本 x10 ラック	3,840	小	53,600 円
3433	300μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	8,000 円
3734		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	10,000 円
3735		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	15,200 円
3483	300μℓ ロング	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	8,200 円
3784		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	10,200 円
3485/3785		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	15,600 円
3633	300μℓ ワイドポア	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	小	9,600 円
3634/3934		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	12,000 円
3635/3935		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	小	18,200 円
3443	1250μℓ	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	8,400 円
3744		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	10,400 円
3745		フィルター付・滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	16,000 円
3493	1250μℓ ショート	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	製造終了
3794		滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	製造終了
3495/3795		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	16,800 円
3643	1250μℓ ワイドポア	未滅菌	96 本 x10 ラック	960	大	10,000 円
3644/3944		滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	12,400 円
3645/3945		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96 本 x10 ラック	960	大	19,200 円

※製品番号を2つ併記している製品は、滅菌包装形態を変更中です。左側の品番がなくなり次第、右側の品番に移行します。

ローリテンションタイプ

製品コード	容量	内容	梱包単位	本数	POPTOP	標準小売価格
3516	12.5μℓ	未滅菌	96本 x10 ラック	960	小	製造終了
3517/3817		滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	製造終了
3518/3818		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	16,600円
3513		未滅菌	384本 x10 ラック	3,840	小	製造終了
3514/3814		滅菌済/滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	製造終了
3515/3815		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	66,400円
3506	12.5μℓ ロング	未滅菌	96本 x10 ラック	960	小	製造終了
3507/3807		滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	製造終了
3508/3808		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	16,600円
3503		未滅菌	384本 x10 ラック	3,840	小	製造終了
3504/3804		滅菌済/滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	製造終了
3505/3805		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	66,400円
3526	125μℓ	未滅菌	96本 x10 ラック	960	小	製造終了
3827		滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	製造終了
3528/3828		フィルター付・滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	16,600円
3523		未滅菌	384本 x10 ラック	3,840	小	製造終了
3824		滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	製造終了
3825		フィルター付・滅菌包装	384本 x10 ラック	3,840	小	66,400円
3533	300μℓ	未滅菌	96本 x10 ラック	960	小	製造終了
3534/3834		滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	製造終了
3835		フィルター付・滅菌包装	96本 x10 ラック	960	小	18,200円
3543	1250μℓ	未滅菌	96本 x10 ラック	960	大	製造終了
3844		滅菌済/滅菌包装	96本 x10 ラック	960	大	製造終了
3845		フィルター付・滅菌包装	96本 x10 ラック	960	大	19,600円

※製品番号を2つ併記している製品は、滅菌包装形態を変更中です。左側の品番がなくなり次第、右側の品番に移行します。



ワンタッチ詰替用 グリーンチョイス

GRIP TIPS® 詰替用、5ml ピペット用

EVOLVE・VIAFLO・VOYAGER ハンドヘルド用

レギュラータイプ

製品コード	容量	内容	梱包	本数	POPTOP	標準小売価格
4412	12.5μℓ	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	384本 x5 組	1,920	小	17,000円
4411		未滅菌/バルク包装	1000本	1,000		5,800円
4416		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	384本 x5 組	1,920	小	製造終了
4402	12.5μℓ ロング	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	384本 x5 組	1,920	小	17,000円
4401		未滅菌/バルク包装	1000本	1,000		5,800円
4406		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	384本 x5 組	1,920	小	製造終了
4422	125μℓ	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	384本 x5 組	1,920	小	17,000円
4421		未滅菌/バルク包装	1000本	1,000		5,800円
4426		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	384本 x5 組	1,920	小	製造終了
4432	300μℓ	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	小	4,200円
4431		未滅菌/バルク包装	1000本	1,000		5,600円
4436		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	96本 x5 組	480	小	製造終了
4482	300μℓ ロング	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	大	製造終了
4481		未滅菌/バルク包装	1000本	1,000		製造終了
4486		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	96本 x5 組	480	大	製造終了
4442	1250μℓ	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	大	4,400円
4441		未滅菌/バルク包装	500本	500		3,000円
4446		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	96本 x5 組	480	大	製造終了
4492	1250μℓ ショート	詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	大	製造終了
4491		未滅菌/バルク包装	500本	500		製造終了
4496		詰替用グリーンチョイス 滅菌済	96本 x5 組	480	大	製造終了
4453	5ml	未滅菌	48本 x5 ラック	240		20,000円
4451		未滅菌/バルク包装	250本	250		6,000円
4454		滅菌包装	48本 x5 ラック	240		24,000円
4455		フィルター付・滅菌包装	48本 x5 ラック	240		28,000円
4456		1本ごと滅菌包装	100本	100		13,400円

GRIP TIPS® ベンチトップ分注システム用ラック

VIAFLO96/384・MINI96・ASSIST PLUS 用



レギュラータイプ

製品コード	容量	内容	梱包単位	本数	標準小売価格
6453	12.5μℓ	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	26,000円
6454		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	31,200円
6455		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	43,000円
6403	12.5μℓ ロング	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	26,000円
6404		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	31,200円
6405		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	43,000円
6475	12.5μℓ ショート	フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	製造終了
6463	125μℓ	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	26,000円
6464		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	31,200円
6465		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	43,000円
6433	300μℓ	未滅菌	96本 x5 ラック	480	6,000円
6432		詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	5,800円
6434		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	7,400円
6435		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	11,800円
6483	300μℓ ロング	未滅菌	96本 x5 ラック	480	製造終了
6482		詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	製造終了
6484		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	製造終了
6485		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	11,800円
6633	300μℓ ワイドボア	未滅菌	96本 x5 ラック	480	製造終了
6634		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	製造終了
6635		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	18,800円
6443	1250μℓ	未滅菌	96本 x5 ラック	480	6,800円
6442		詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	6,600円
6444		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	8,800円
6445		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	12,800円
6493	1250μℓ ショート	未滅菌	96本 x5 ラック	480	製造終了
6492		詰替用グリーンチョイス 未滅菌	96本 x5 組	480	製造終了
6494		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	製造終了
6495		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	12,800円
6643	1250μℓ ワイドボア	未滅菌	96本 x5 ラック	480	10,800円
6644		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	14,000円
6645		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	20,400円

※グリーンチョイスの滅菌包装はケース単位となっております。

ローリテンションタイプ

製品コード	容量	内容	梱包単位	本数	標準小売価格
6553	12.5μℓ	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	32,400円
6554		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	39,800円
6555		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	54,400円
6503	12.5μℓ ロング	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	32,400円
6504		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	39,800円
6505		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	54,400円
6575	12.5μℓ ショート	フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	製造終了
6563	125μℓ	未滅菌	384本 x5 ラック	1,920	32,400円
6564		滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	39,800円
6565		フィルター付・滅菌包装	384本 x5 ラック	1,920	54,400円
6533	300μℓ	未滅菌	96本 x5 ラック	480	7,600円
6534		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	9,400円
6535		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	15,000円
6543	1250μℓ	未滅菌	96本 x5 ラック	480	8,600円
6544		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	11,200円
6545		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	16,200円
6593	1250μℓ ショート	未滅菌	96本 x5 ラック	480	製造終了
6594		滅菌包装	96本 x5 ラック	480	製造終了
6595		フィルター付・滅菌包装	96本 x5 ラック	480	製造終了

CLEAR ADVANTAGE™

試薬リザーバー


INTEGRA





デッドボリュームが少ない SureFlo™

製品コード	容量	内容	梱包単位	SureFlo	耐溶媒	標準小売価格
4306	 10mℓ	ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製)	10 個			5,000 円
4330		ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック			1,200 円
4332		ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱			18,800 円
4331		ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚			9,000 円
4335		ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	2,200 円
4337		ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	33,400 円
4336		ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	16,000 円
4370		SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	1,200 円
4373		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱		○	6,400 円
4372		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	19,200 円
4371		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	12,000 円
NEW 4375		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	2,200 円
NEW 4376		SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	20,800 円

4304	 25mℓ	ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製)	10 個			5,000 円
4310		ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック			1,200 円
4312		ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱			19,400 円
4311		ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚			9,400 円
4315		ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	2,200 円
4317		ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	36,200 円
4316		ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	17,400 円
4380		SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	1,200 円
4383		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱		○	6,800 円
4382		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	20,800 円
4381		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	10,000 円
NEW 4385		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	2,200 円
4386		SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	22,800 円

4350	 25mℓ 仕切り (5+10mℓ)	SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	1,200 円
4353		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱		○	9,600 円
4352		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	29,200 円
4351		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	14,000 円
4355		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	2,200 円
4358		SureFlo ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱		○	12,600 円
4357		SureFlo ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	38,800 円
4356		SureFlo ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	18,600 円

4360	 3mℓ × 12 ウェル	SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	1,600 円
4361		SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	17,000 円
4365		SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 1 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	2,600 円
4366		SureFlo ウェルポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	23,000 円

4305	 100mℓ	ベース 未滅菌 (*ポリスチレン製)	10 個			5,000 円
4320		ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック			1,200 円
4322		ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱			19,600 円
4321		ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚			9,400 円
4325		ポリプロピレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	2,200 円
4327		ポリプロピレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	36,800 円
4326		ポリプロピレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	17,800 円
4390		SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 3 枚入 トライアルパック ベース付	1 パック		○	1,200 円
4393		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×1 箱		○	7,000 円
4392		SureFlo ポリスチレン製 50 枚ごと滅菌包装 ベース付	50 枚×4 箱		○	21,000 円
4391	SureFlo ポリスチレン製 1 枚ごと滅菌包装 ベース付	30 枚		○	10,200 円	



自動分注機用試薬リザーバー・プレート



製品コード	容量	内容	梱包	SureFlo	耐溶媒	標準小売価格
6301	150mℓ (SLAS/ANSI)	試薬リザーバー用ベース 非滅菌 (*ポリスチレン製)	8個			6,200円
6302		試薬リザーバー用リッド 25枚ごと滅菌包装 (*ポリプロピレン製)	25枚×1箱			7,400円
6303		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1パック	○		1,400円
6318		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 25枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25枚×4箱	○		22,800円
6317		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 1枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30枚	○		16,600円
6308		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製滅菌済 1枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1パック	○	○	2,400円
6338		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 25枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25枚×4箱	○	○	32,800円
6337		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 1枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30枚	○	○	23,800円

6305	300mℓ (SLAS/ANSI)	試薬リザーバー用ベース 非滅菌 (*ポリスチレン製)	8個			7,600円
6306		試薬リザーバー用リッド 25枚ごと滅菌包装 (*ポリプロピレン製)	25枚×1箱			7,400円
6307		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 滅菌済 1枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1パック	○		1,800円
6328		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 25枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25枚×4箱	○		25,000円
6327		自動分注機用 SureFlo ポリスチレン製 1枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30枚	○		18,200円
6309		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 滅菌済 1枚入 トライアルパック ベースとリッド付	1パック	○	○	2,800円
6348		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 25枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	25枚×4箱	○	○	36,000円
6347		自動分注機用 SureFlo ポリプロピレン製 1枚ごと滅菌包装 ベースとリッド付	30枚	○	○	26,200円

6373	32mℓ x 8列	自動分注機用 SureFlo 横8列分割 ポリスチレン製 1枚ごと滅菌包装 ベース付	30枚	○		30,000円
6374		自動分注機用 SureFlo 横8列分割 ポリプロピレン製 1枚ごと滅菌包装 ベース付	30枚	○	○	35,800円
6363	21mℓ x 12列	自動分注機用 SureFlo 縦12列分割 ポリスチレン製 1枚ごと滅菌包装 ベース付	30枚	○		30,000円
6364		自動分注機用 SureFlo 縦12列分割 ポリプロピレン製 1枚ごと滅菌包装 ベース付	30枚	○	○	35,800円

6304	リッドのみ	150、300ml 試薬リザーバー共用リッド [ガasket無・ロボットアーム対応] 1枚ごと滅菌包装 (*ポリスチレン製)	10枚			4,800円
------	-------	--	-----	--	--	--------



製品コード	容量	品名	梱包	SureFlo	耐溶媒	標準小売価格
6351	300mℓ x 1	ブロックタイプ オープンウェルポリプロピレン製 未滅菌	5パックx5		○	38,000円
6352		ブロックタイプ オープンウェルポリプロピレン製 滅菌済	5パックx5		○	45,600円
6361	21mℓ x 12列	ブロックタイプ 縦12列分割ポリプロピレン製 未滅菌	5パックx5		○	38,000円
6362		ブロックタイプ 縦12列分割ポリプロピレン製 滅菌済	5パックx5		○	45,600円
6371	32mℓ x 8列	ブロックタイプ 横8列分割ポリプロピレン製 未滅菌	5パックx5		○	38,000円
6372		ブロックタイプ 横8列分割ポリプロピレン製 滅菌済	5パックx5		○	45,600円
NEW 6353	2.2ml x 96ウェル	96ウェルディープウェルプレート 2.2ml V底 角ウェル ポリプロピレン製 滅菌済	50個		○	62,000円





PIPETBOY acu2 ピペットコントローラー



製品コード	品名	標準小売価格
155000	ピペットコントローラー ピпетボーイ・アキュ2 クラシック	48,000 円
155015	ピペットコントローラー ピпетボーイ・アキュ2 グリーン	48,000 円
155016	ピペットコントローラー ピпетボーイ・アキュ2 レッド	48,000 円
155017	ピペットコントローラー ピпетボーイ・アキュ2 ブルー	48,000 円
155018	ピペットコントローラー ピпетボーイ・アキュ2 クリアー	48,000 円
155019	ピペットコントローラー ピпетボーイ・アキュ2 パープル	48,000 円
155022	ピペットコントローラー ピпетボーイ・アキュ2 アクアグリーン	48,000 円
155023	ピペットコントローラー ピпетボーイ・アキュ2 オーシャンドリーム	48,000 円
155024	ピペットコントローラー ピпетボーイ・アキュ2 ピンクサンシャイン	48,000 円

付属品 : AC アダプター、スベアフィルター(0.45µm)、壁掛けフック、スイス製ミニアーミーナイフ

アクセサリ・スペアパーツ

製品コード	品名	標準小売価格
155065	スタンド	15,000 円
153015	(1) 滅菌済フィルター (0.45µm)	1,200 円
153016	(1) 未滅菌フィルター (0.45µm)	1,000 円
156608	(1) 滅菌済フィルター (0.2µm)	1,400 円
156607	(1) 未滅菌フィルター (0.2µm)	1,000 円
151020	(2) ピペット取付プラグ (シリコンゴム)	1,400 円
153211	AC アダプター	8,000 円
155066	(3) バッテリー 7.4V Li-ion Polymer (ピペットボーイ・アキュ2用)	8,000 円
153005	(3) バッテリー 9V NiMH (ピペットボーイ・アキュ用)	5,000 円



注) バッテリー以外のアクセサリは、ピペットボーイ・アキュ及びアキュ2 共通です。

シリアル番号 1350001 以上がピペットボーイ・アキュ2 です。(3)の選択時、必ずご確認ください。



VACUSIP ポータブルアスピレーター

製品コード	品名	標準小売価格
159000	ポータブルアスピレーター バキューブ・リチャージャブル 充電バッテリー内蔵	98,000 円
159010	ポータブルアスピレーター バキューブ・スタンダード AC アダプター直結使用	87,000 円


付属品：

- 500ml I ボロシリケート ガラスボトル (キャップ付き)
- チューブコネクター付きキャップ
- シリコン・ハンドオペレーター
- ハンドオペレーターホルダー (ステンレスロッド付き)
- 1-c h 40mmステンレスニードルアダプター (E)
- 8-c h 40mmステンレスニードルアダプター (A)
- 1-c h ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし(D))
- 1.2m および 0.21m シリコンチューブ、ID 3mm、OD 6mm
- フィルター (2個) • ACアダプター



アクセサリ・スペアパーツ

製品コード	品名	標準小売価格
155502	(E) 1-ch ステンレスニードル 40mm	3,600 円
155522	(F) 1-ch ステンレスニードル 150mm	4,000 円
155525	(G) 1-ch ステンレスニードル 280mm	6,600 円
155524	(H) 4-ch ステンレスニードル 40mm	8,600 円
155503	(A) 8-ch ステンレスニードル 40mm	9,600 円
159023	(D) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし)	3,600 円
159026	(C) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付)	5,800 円
159024	(B) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付)	13,200 円
159020	シリコン・ハンドオペレーター	4,800 円
159031	ガラスボトル、500ml、GL45 キャップ付	4,800 円
159035	ボトル用キャップ、チューブコネクター付 (2個入り)	4,400 円
156634	ACアダプター	7,000 円
153016	未滅菌フィルター (0.45μm)	1,000 円
171023	シリコンチューブ 2.5m、内径 3mm	5,200 円
155066	リチウムイオンバッテリー	8,000 円
159040	チューブセット・ハンドオペレーター、シリコンチューブ(1.2 mと 0.22 m)、フィルター(未滅菌、ポアサイズ 0.45μm)	7,600 円



注) (E)・(F)・(G)・(A)・(B)は、VACUBOYにも使用できます。

注) 1-ch および 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプターはユニバーサルタイプチップ(200~300μl)が使用できます。

VACUSAFE コンパクトアスピレーター



製品コード	品名	標準小売価格
158310	コンパクトバキュームシステム バキューーフ PP製 4L ボトル 液面レベルセンサー付	260,000 円
158320	コンパクトバキュームシステム バキューーフ PP製 4L ボトル	200,000 円
158300	コンパクトバキュームシステム バキューーフ ガラス製 2L ボトル 液面レベルセンサー付	280,000 円

付属品： 付属ボトル(オートクレーブ可能)、ボトルハンドル、メンブレンフィルター(0.45μm)、ACアダプター、バキューボーイ・セット(155510)

アクセサリ・スペアパーツ


製品コード	品名	標準小売価格
158015	メンブレンフィルター 0.45μm 非滅菌	4,200 円
158020	メンブレンフィルター 0.2μm 非滅菌	4,200 円
158483	ガラス製 2L ボトル	39,400 円
158401	PP製 4L ボトル用リッド 液面レベルセンサー・チューブコネクター付	65,800 円
158372	PP製 4L ボトル用リッド チューブコネクター付	13,200 円
158484	ガラス製 2L ボトル用リッド 液面レベルセンサー・チューブコネクター付	69,000 円
158431	PP製 4L ボトル 及び 液面レベルセンサー・チューブコネクター付リッド	82,200 円
158432	PP製 4L ボトル 及び チューブコネクター付リッド	27,400 円
158485	ガラス製 2L ボトル 及び 液面レベルセンサー・チューブコネクター付リッド	104,800 円
158370	PP製 4L ボトル	16,400 円
158342	チューブセット フィルター付	7,800 円



VACUBOY アスピレーター用ハンドオペレーター




製品コード	品名	標準小売価格
155500	バキューボイ・ハンドオペレーター 9点セット	44,000 円
	<内訳>	
	(H) ハンドオペレーター	
	(L) スタンド	
	(K) パスツールピペット用アダプター	
	(B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	
	(E) 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	
	(A) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし)	
	(I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	
	(G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	
180cm シリコンチューブ、ID 4.0mm、OD 8.0mm		
155510	バキューボイ・ハンドオペレーター 4点セット	27,000 円
	<内訳>	
	(H) ハンドオペレーター	
	(K) パスツールピペット用アダプター	
	(B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	
	(I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	



アクセサリ

製品コード	品名	標準小売価格
155504	(A) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター無し)	3,000 円
155526	(I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	4,400 円
155520	(G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)	15,400 円
155502	(B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	3,600 円
155522	(C) 1-ch 150mm ステンレスニードルアダプター	4,000 円
155525	(D) 1-ch 280mm ステンレスニードルアダプター	6,600 円
155524	(F) 4-ch 40mm ステンレスニードルアダプター (ニードル間隔 21mm)	8,600 円
155503	(E) 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター (ニードル間隔 9mm)	9,600 円
155505	(K) パスツールピペット用アダプター	2,600 円
155501	(L) スタンド	14,400 円
155515	(H) ハンドオペレーター単体 (パスツールピペット用アダプター付)	22,000 円

※ ディスポーザブルチップ用アダプターには、ユニバーサルタイプチップ(200~300μl)が使用できます。



DOSE IT ドーシット ペリスタルティックポンプ連続分注システム



製品コード	品名	標準小売価格
171000	ペリスタルティックポンプ連続分注システム ドーシットセット	480,000 円

付属品：

- シリコンチューブ(内径 4mm、長さ 2.5m)
- 吸引/分注ノズル(先端 V カット、長さ 10cm 2 本)
- 吸引/分注ノズル(先端 V カット、長さ 35cm 1 本)
- ノズルカラー
- ピペットコネクター
- AC アダプター



アクセサリ・スペアパーツ

製品コード	品名	標準小売価格
143200	フットスイッチ	13,200 円
171081	ベンチトップスイッチ	16,400 円
171090	ポンプヘッド (追加用)	100,000 円
171091	レトルトロッド(直径 10 mm) アーム付	42,000 円
171088	ダブルポンプヘッド用チューブセット	19,600 円
171021	シリコンチューブ 2.5m、内径 1mm	4,800 円
171022	シリコンチューブ 2.5m、内径 2mm	4,800 円
171023	シリコンチューブ 2.5m、内径 3mm	5,200 円
171024	シリコンチューブ 2.5m、内径 4mm	6,000 円
171026	シリコンチューブ 2.5m、内径 6mm	6,000 円
171028	シリコンチューブ 2.5m、内径 8mm	6,800 円
171077	ピペットコネクター 内径 2~6mm シリコンチューブ用 5 個入	8,600 円
171031	シリコンチューブ 25m、内径 1mm	29,000 円
171032	シリコンチューブ 25m、内径 2mm	29,000 円
171033	シリコンチューブ 25m、内径 3mm	31,400 円
171034	シリコンチューブ 25m、内径 4mm	36,200 円
171036	シリコンチューブ 25m、内径 6mm	36,200 円
171038	シリコンチューブ 25m、内径 8mm	41,000 円
171051	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 1mm	4,600 円
171052	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 2mm	4,800 円
171053	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 3mm	4,800 円
171054	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 4mm	4,800 円
171056	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 6mm	4,800 円
171058	吸引/分注ノズル 長さ 10cm、内径 8mm	4,600 円
171064	吸引ノズル 長さ 35cm、内径 4mm	7,200 円
171066	吸引ノズル 長さ 35cm、内径 6mm	7,200 円
171068	吸引ノズル 長さ 35cm、内径 8mm	7,200 円
171071	ノズルカラー、内径 1~3mm ノズル用	6,000 円
171074	ノズルカラー、内径 4~6mm ノズル用	4,800 円




171090



171081



143200



171088

アフターサービスのご案内

インテグラ・バイオサイエンス株式会社では販売する機器を常に良好なコンディションでご使用いただくことができるよう、また万一のトラブルが発生した際の早急な回復のため、各種のアフターサービスを行っております。保守サービスの加入や修理、キャリブレーション等のご相談は、弊社製品取り扱い代理店・販売店までお問い合わせください。

卓上装置の保守サービス VIAFLO96/384、MINI96、ASSIST PLUS、ASSIST、WELLJET

プラチナム、ベーシック、ベーシック LIGHT の 3 種類があり、それぞれの概要は以下になります

プラチナムプログラム (年間保守)

- 1 年間のサービスプログラムにご加入いただけます(任意継続可能)
- 加入期間中に発生した故障は、部品代、技術料、出張費用を無償にて対応します
- 必要に応じ、ベースユニット、ピペットヘッド、電動ピペット、D-ONE 分注モジュールの代替機を無償で貸与します
- ご加入時にベースユニットの点検を行い、必要により修理を実施させていただきます

※VIAFLO96/384、MINI96 の場合、ピペットヘッドの点検とキャリブレーション、必要に応じてリファービッシュ(オーバーホール)を実施します

※ASSIST PLUS の場合、電動ピペット並びに D-ONE 分注モジュールを合計最大 4 本までキャリブレーション(及び必要に応じて修理)を実施します。VIAFLO/VOYAGER 電動ピペットは、業務提携先の株式会社日本校正センターにて実施、校正グレードは「簡易検査」です。別途料金で 5 本目以降の追加が可能です

※ASSIST にはプラチナムプログラムはございません

※加入時及び更新時に行う点検の際に発生する、交通費・宿泊費は別途有償となります

※プログラム加入初回の点検で修理が発生した場合、その部品代は別途有償となります

※製造から 10 年以上経過した機器ではご加入いただけません

ベーシックプログラム (スポット保守)

プラチナムプログラム非加入の機器を対象にした、点検・修理プログラムもご用意しています

- ご発注ベースでベースユニットの点検を行い、必要により修理を実施
部品代及び修理作業料は別途有償です
- 点検後 90 日以内に発生した故障について、作業費無償にて修理対応
部品代、出張費、宿泊費は別途有償です

※VIAFLO96/384、MINI96 の場合、ピペットヘッドの点検とキャリブレーションを実施します。リファービッシュが必要と判断された場合は、別途有償となります

※ASSIST PLUS の場合、電動ピペット並びに D-ONE 分注モジュールを合計最大 4 本までキャリブレーションを実施します。修理が必要と判断された場合は別途有償となります。5 本目以降の追加はできません

※ASSIST の場合、電動ピペットのキャリブレーションは含みません

New

ベーシック LIGHT プログラム (簡易スポット保守)

- ベーシックプログラムの簡易版です
- VIAFLO96/384、MINI96、WELLJET でのみ選択可能です。ピペットヘッドのキャリブレーションや吐出精度検査は行いません

ASSIST PLUS 保守サービス 価格

製品コード	サービス	標準価格	備考
990072	保守サービス プラチナムプログラム (電動ピペット/D-ONE 分注モジュール合計最大 4 本まで含む)	473,000 円	ベースユニット、D-ONE 分注モジュールはオンサイト点検、VIAFLO/VOYAGER ピペットは業務提携先サービスセンター(JCC)にて実施。年 1 回点検時のみ出張費・宿泊費別途。
990073	電動ピペット追加 (5 本目以降 1 本当たり)	42,000 円	提携先サービスセンターにて実施
990071	保守サービス ベーシックプログラム (電動ピペット/D-ONE 分注モジュール合計最大 4 本まで含む)	337,000 円	ベースユニット、D-ONE 分注モジュールはオンサイト点検、VIAFLO/VOYAGER ピペットは業務提携先サービスセンター(JCC)にて実施。 部品代及び修理作業料別途。出張費・宿泊費別途。
991507	D-ONE 分注モジュール キャリブレーション	60,000 円	
991506	D-ONE 分注モジュール 修理及びキャリブレーション	100,000 円	
999169	IQ・OQ 作業 OQ 作業のみ	80,000 円 60,000 円	出張費・宿泊費別途

ASSIST 保守サービス 価格

製品コード	サービス	標準価格	備考
990070	保守サービス ベーシックプログラム	62,000 円	ベースユニットのみ 部品代及び修理作業料別途。出張費・宿泊費別途。
999168	IQ・OQ 作業 OQ 作業のみ	60,000 円 40,000 円	出張費・宿泊費別途

VIAFLO96/384 MINI96 保守サービス 価格

製品コード	サービス	標準価格	備考
	保守サービス プラチナムプログラム		
990063	VIAFLO96/384 ベースユニット (24 または 96 ヘッド 1 個含む)	528,000 円	電子天秤、プレートリーダーを持ち込みでのオンサイト点検 年 1 回点検時のみ出張費・宿泊費別途
990064	VIAFLO384 ベースユニット (384 ヘッド 1 個含む)	585,000 円	
999173	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	308,000 円	
990067	24 または 96ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	64,000 円	
990068	384ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	121,000 円	
	保守サービス ベーシックプログラム		
990061	VIAFLO96/384 ベースユニット (24 または 96 ヘッド 1 個含む)	350,000 円	電子天秤、プレートリーダーを持ち込みでのオンサイト点検 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
990062	VIAFLO384 ベースユニット (384 ヘッド 1 個含む)	371,000 円	
999172	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	205,000 円	
990065	24 または 96ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	25,000 円	
990066	384ch ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり)	46,000 円	
	保守サービス ベーシック LIGHT プログラム		
New 999330	VIAFLO96/384 ベースユニット (ヘッド 1 個含む)	234,000 円	ベースユニットの点検、ピペットヘッドのリークチェック等を オンサイトにて行います(*キャリブレーションは行いません) 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
999331	ピペットヘッド追加 (2 個目以降 1 個当たり) *リークチェックのみ	20,000 円	
999332	MINI96 ピペットユニット	134,000 円	
	ピペットヘッド キャリブレーション		
990096	24 または 96ch ピペットヘッド	100,000 円	弊社サービスセンターにて実施 出張作業の場合は出張費・宿泊費別途
990384	384ch ピペットヘッド	175,000 円	
999174	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	100,000 円	
	ピペットヘッド リファーマッシュ		
990097	24 または 96ch ピペットヘッド	200,000 円	弊社サービスセンターにて実施
990385	384ch ピペットヘッド	650,000 円	
999175	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	200,000 円	
	ピペットヘッド リファーマッシュ 作業前測定付き		
990098	24 または 96ch ピペットヘッド	290,000 円	弊社サービスセンターにて実施
990386	384ch ピペットヘッド	780,000 円	
999176	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	290,000 円	
	ピペットヘッド 代替機貸し出し		
990091	96ch ピペットヘッド	25,000 円	出張作業の場合は出張費・宿泊費別途
990092	384ch ピペットヘッド	36,000 円	
	ベースユニット 代替機貸し出し		
990093	VIAFLO96	69,000 円	出張作業の場合は出張費・宿泊費別途
990094	VIAFLO384	69,000 円	
999177	MINI 96 (ベース・ピペット一体)	64,900 円	
999167 (VIAFLO)	IQ OQ 作業	80,000 円	出張費・宿泊費別途
999179 (MINI)	OQ 作業のみ	60,000 円	

※プラチナムプログラムにおいて、不具合発生時の技術料、出張費・宿泊費は発生しません。

WELLJET 保守サービス 価格

製品コード	サービス	標準価格	備考
	保守サービス プラチナムプログラム		
990153	WELLJET ディスペンサー ベースユニット	454,000 円	オンサイト点検 年 1 回点検時のみ 出張費・宿泊費別途
990152	WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット	717,000 円	
	保守サービス ベーシックプログラム		
990151	WELLJET ディスペンサー ベースユニット	344,000 円	オンサイト点検 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
990150	WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット	566,000 円	
	保守サービス ベーシック LIGHT プログラム		
New 999333	WELLJET ディスペンサー ベースユニット	260,000 円	ベースユニットの点検、動作確認等をオンサイトにて 行います(吐出精度検査は行いません) 部品代及び修理作業料別途 出張費・宿泊費別途
999334	WELLJET スタッカー式ディスペンサー ベースユニット	424,000 円	
999170	IQ OQ 作業 WELLJET ディスペンサー	160,000 円	出張費・宿泊費別途
	OQ 作業のみ	120,000 円	
999171	IQ OQ 作業 WELLJET スタッカー式ディスペンサー	270,000 円	出張費・宿泊費別途
	OQ 作業のみ	200,000 円	

※プラチナムプログラムにおいて、不具合発生時の技術料、出張費・宿泊費は発生しません。

ピペット キャリブレーション・修理サービス

弊社では製品の性能・精度を適切に維持するため年一回のキャリブレーションを推奨しております。
 弊社の提供するピペットキャリブレーションサービスは業務提携先の**株式会社日本校正センター(JCC)**において実施し、
 JCC からユーザー様へ提供するインテグラ・バイオサイエンス社製ピペットのキャリブレーション及び修理サービスは、
 インテグラ・バイオサイエンス社の基準に準拠した手順及び仕様のもとに実施されます。

対象製品

- ハンドヘルド電動ピペット VIAFLO、VOYAGER シリーズ
- ハンドヘルド手動ピペット EVOLVE シリーズ

連絡/見積依頼/発注/ピペット送付先

〒215-0021
 神奈川県川崎市麻生区上麻生 3-16-8
株式会社日本校正センター
 TEL:044-322-9128
 FAX:044-322-9129
 support@japan-cal-center.com

ピペットサービス一覧

サービス名称	測定ポイント数	チャンネル数	作業前測定	作業前測定測定ポイント数	サービス No.	標準価格	添付書類	トレーサビリティ体系図	オプション(有償)
JCSS 校正 ISO/IEC 17025 適合 ISO8655 準拠	3ポイント 10回測定	1	JCSS 校正	3ポイント	S-1	19,000円	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 5,000円
			一般校正	3ポイント	S-2	15,000円			
			簡易検査	2ポイント	S-3	14,000円			
			なし	なし	S-4	12,000円			
		4 6 8	JCSS 校正	3ポイント	M(4/6/8)-1	60,800円	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 5,000円
			一般校正	3ポイント	M(4/6/8)-2	48,000円			
			簡易検査	2ポイント	M(4/6/8)-3	44,800円			
			なし	なし	M8-4	38,400円			
		12	JCSS 校正	3ポイント	M12-1	76,000円	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 5,000円
			一般校正	3ポイント	M12-2	60,000円			
			簡易検査	2ポイント	M12-3	56,000円			
			なし	なし	M12-4	48,000円			
		16	JCSS 校正	3ポイント	M16-1	90,000円	JCSS 校正証明書	なし	トレーサビリティ証明書 5,000円
			一般校正	3ポイント	M16-2	72,000円			
			簡易検査	2ポイント	M16-3	67,000円			
			なし	なし	M16-4	57,000円			
一般校正 ISO8655 適合準拠	3ポイント 10回測定	1	一般校正	3ポイント	S-5	10,000円	一般校正証明書	あり	標準器コピー 2,000円
			簡易検査	2ポイント	S-6	9,000円			
			なし	なし	S-7	7,000円			
		4 6 8	一般校正	3ポイント	M(4/6/8)-5	32,000円	一般校正証明書	あり	標準器コピー 2,000円
			簡易検査	2ポイント	M(4/6/8)-6	28,800円			
			なし	なし	M(4/6/8)-7	22,400円			
		12	一般校正	3ポイント	M12-5	40,000円	一般校正証明書	あり	標準器コピー 2,000円
			簡易検査	2ポイント	M12-6	36,000円			
			なし	なし	M12-7	28,000円			
		16	一般校正	3ポイント	M16-5	48,000円	一般校正証明書	あり	標準器コピー 2,000円
			簡易検査	2ポイント	M16-6	43,000円			
			なし	なし	M16-7	33,000円			
簡易検査 ISO8655 準拠	2ポイント 10回測定	1	なし	なし	S-8	5,000円	検査報告書添付	なし	トレーサビリティ体系図 2,000円 標準器コピー 2,000円
		4 6 8	なし	なし	M(4/6/8)-8	16,000円	検査報告書添付	なし	トレーサビリティ体系図 2,000円 標準器コピー 2,000円
		12	なし	なし	M12-8	20,000円	検査報告書添付	なし	トレーサビリティ体系図 2,000円 標準器コピー 2,000円
		16	なし	なし	M16-8	24,000円	検査報告書添付	なし	トレーサビリティ体系図 2,000円 標準器コピー 2,000円

すべてのサービスにおいて、検査データが付属します。一般校正にはトレーサビリティ体系図が付属します。

ピペットサービスご希望の際は「**ピペットサービス依頼書**」をご記入の上、機材に同梱し、業務提携先の**日本校正センター(JCC)**へ送付頂きますようお願い申し上げます。

また、上記以外の条件をご希望のお客様は別途見積りを致しますので、弊社サービスセンター(support-jp@integra-biosciences.com Tel:03-5962-4936)へお問い合わせください。

品質保証期間

- マニュアルピペット (EVOLVE) 2年
- 電動ピペット/ロボット (VIAFLO, VOYAGER, VIAFLO96/384, MINI96, ASSIST, ASSIST PLUS, D-ONE) 1年
- ディスペンサー (WELLJET) 1年
- ピペットコントローラー (PIPETBOY acu2, pro) 1年
- アスピレーター (VACUSIP, VACUSAFE) 1年
- 連続分注システム (DOSE IT) 1年

免責事項

全てのサービスにおいて下記の理由により生じたトラブルへの対応は原則として無償サービス対象外とさせていただきます。

- お客様による過失による故障
- 設置施設の設備や環境に起因するもの
- 適格が確認されていない消耗品の使用に起因するもの
- 自然災害に起因するもの

その他トラブルの状況により相談させていただく場合があります。

お見積り有効期限は原則 30 日です。有効期限後のサービス価格に改定があった場合は、新価格を適用致します。



輸入販売元：

インテグラ・バイオサイエンス株式会社

〒101-0031

東京都千代田区東神田 1-5-6 東神田 MK5 ビル 3F

TEL: 03-5962-4936 FAX: 03-5962-4937

お問い合わせ: info-jp@integra-biosciences.com

ホームページ: www.integra-biosciences.com/ja

販売店：